


Merkmale Defibrillator ZOLL AED Pro

Der Defibrillator mit dem einzigartigen CPR*-Feedback – zur Unterstützung der Reanimation

Features



Einzigiger AED mit CPR-Sensor
optisches und akustisches Feedback bei Herzdruckmassage




See-Thru CPR®*
See-Thru® Filter für EKG Analyse während der Reanimation



Einzigartige Defi-Elektrode
mit CPR-Feedback, pre-connect
5 Jahre haltbar



AED / Manueller Defibrillator
Umschaltung für Manuelle Schockabgabe



Fremdkörperschutz
Schutz gegen Eindringen von Wasser und Fremdkörper:
IP 55



Geniale Reanimations-Bedienerführung
via Text, Sprache



Display
Gut lesbarer LCD-Monitor, für Text und EKG



Schnittstellen
USB und Infrarot-Schnittstellen für PC-Datenübertragung



Energieversorgung
Standard Lithium – Batterie
nicht wiederaufladbar
5 Jahre haltbar



Option
ZOLL Blei-Akku 2.5 Ah oder Lithium-Akku für bis zu 9h Monitoring
Kompatibel mit Rettungsdienst-Geräten



Kompatibilität
Kompatibel mit Geräten der REGA und vielen Rettungsdiensten



Kinder-Defibrillation
Mittels Kinderelektroden wird der Algorithmus für eine reduzierte Energieabgabe automatisch angepasst

Merkmale Defibrillator ZOLL AED Pro

Der Defibrillator mit dem einzigartigen CPR*-Feedback – zur Unterstützung der Reanimation




Status – Indikator

Rot/Grün Zustands-Indikator und akustischer Alarm bei Fehlfunktion




Einsatzauswertung

Kostenlose Auswerte-Software, inkl. CPR-Dokumentation



Integrierter Speicher

50 Min. Aufzeichnung von EKG, Energie, Zeit, CPR-Effizienz, Ereignisse, etc.



Hocheffiziente Stromabgabe

Hocheffizienter, biphasischer "Low-Energy" Rechteck-Impuls (siehe Studien)



Kompatibilität II

Kompatibel mit ZOLL Defibrillator-Multifunktionskabel und Akku



EKG-Ableitung

3-Pol EKG-Kabel für eine qualitativ hochwertige EKG Auswertung